



Bedienungsanleitung

iNet Einrichtungen

Ilper iNet - Meldungen

Ausgabedatum: 20.01.2020

Inhalt

Thema	Seite
Verwalten der Meldungen	3
Verwaltung der Zimmer	3
Verwaltungen der Meldungen eines Zimmers	4
Export und Ausgabe der Daten	5
<i>PDF Ausgabe</i>	5
<i>Ausgabe als csv-Datei</i>	6
Wichtige Anmerkungen	7

Verwaltung der Meldungen

Wird die Verwaltung der Meldungen einer Einrichtung aufgerufen, wird als erstes die Zimmerauflistung dieser Einrichtung angezeigt.

Über den Button „**Meldungen**“ werden alle zur Verfügung stehenden Meldungen aufgelistet. Diese Funktion dient nur zur Übersicht und Kontrolle der übertragenden Daten der Einrichtung.

Verwaltung der Zimmer



Verwalten der Einrichtung Mustereinrichtung

Angemeldet als: Werner Chlouba

[Menü Einrichtung](#) [Meldungen](#)

Zimmer:	freier Zimmertext:
---	<input type="text"/>
Abschiedsraum	<input type="text"/>
Bad 1.11 *1.11	1. OG Etagenbad Raum 11
Bad 1.59 *1.59	1. OG Etagenbad Raum 59
Bad 2.11	2. OG Etagenbad Raum 11
Bad 2.59	2. OG Etagenbad Raum 59
Bad 3.11	3. OG Etagenbad Raum 11
Bad 3.59	3. OG Etagenbad Raum 59
Begegnung 1.OG	<input type="text"/>
Begegnung 2.OG	<input type="text"/>
Begegnung 3.OG	<input type="text"/>
Begegnung 4.OG	<input type="text"/>
Behinderten WC 0.35	<input type="text"/>
Damen WC 4.OG	4.OG Damen WC
Herren WC 4.OG	<input type="text"/>
WC 0.31	<input type="text"/>

Es können zu den vorgegebenen Zimmertexte freie Zimmertexte bzw. Anmerkungen eingegeben, geändert oder gespeichert werden.

Über das Icon „Zimmer“ werden alle Meldungen für das ausgewählte Zimmer angezeigt. Da die Datenmenge sehr groß ist, kann das Laden, je nach Internetverbindung, mehrere Minuten betragen.

Verwaltung der Meldungen eines Zimmers



Verwaltung der Meldungen des Zimmers: **Bad 1.11 *1.11 (1. OG Etagenbad Raum 11)**

	Anzahl	Zeitbereich	Durchschnitt	
Anwesenheiten:	6	00:21:06	h:m:s	00:03:31 h:m:s
Rufe:	44	05:16:40	h:m:s	00:07:11 h:m:s

Angemeldet als: Werner Chlouba

Menü Einrichtung Verwaltung Datumsbereich vom: 01.01.2018 bis: 31.06.2018 Ausgabe als:

Datum:	Uhrzeit:	Meldung:	Escalation:	Anwesenheit:	Rufe:
29.03.2018	10:36:43	Meldung geht	0		
29.03.2018	10:36:34	Anwesenheit	1	00:00:09	
29.03.2018	10:36:17	Zi-Ruf	1		00:00:26
19.01.2018	21:02:52	Meldung geht	0		
19.01.2018	20:52:49	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:52:49	St-E	3		00:00:00
19.01.2018	20:42:03	St-E	3		00:10:46
19.01.2018	20:42:03	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:37:06	St-E	3		00:04:57
19.01.2018	20:36:58	Anwesenheit St-E	3	00:05:05	00:04:57
19.01.2018	20:31:25	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:31:25	St-E	3		00:00:00
19.01.2018	20:20:45	St-E	3		00:10:40
19.01.2018	20:20:45	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:10:07	St-E	3		00:10:38
19.01.2018	20:10:07	Meldung geht	3		
19.01.2018	19:59:29	Meldung geht	3		

Es werden alle eingetroffenen bis zum gestrigen Tag eingetroffenen Meldungen gelistet. Die Aktualisierung dauert ca 24 Stunden und wird während der Nachtstunden übertragen.

Der angezeigte Zeitraum kann frei gewählt werden und wird für die nächste verwendung gespeichert.

Alle beendeten Meldungen „**Meldung geht**“ wird mit der Farbe grau angezeigt. Alle Anwesenheiten in grün und alle Rufe in rot. Die Anwesenheitsmeldung hat Vorrang gegenüber einer gleichzeitigen Rufmeldung.

In der Spalte „**Anwesenheit**“ wird die Zeitdauer der Anwesenheitsmeldung und Meldungsende angegeben und in der Spalte „**Rufe**“ die Zeitdauer der Auslösung eines Rufes bis zur Beendigung der Meldung.

In dem grau hinterlegten Feld werden die Summen für die Anwesenheits- und Rufmeldungen angezeigt (abhängig von dem eingestellten Datumsbereich).

	Anzahl	Zeitbereich	Durchschnitt	
Anwesenheiten:	6	00:21:06	h:m:s	00:03:31 h:m:s
Rufe:	44	05:16:40	h:m:s	00:07:11 h:m:s

- Anzahl
- Zeitdauer gesamt in h:m:s
- Durchschnittszeit je Meldungen in h:m:s

Ausgabe als:



PDF-Ausgabe

Ausgabe der Meldungen



Ausgabe Datum: 04.02.2019
Organisation:
Einrichtung:
Zimmer: Bad 1.11 *1.11 (1. OG Etagenbad Raum 11)
Zeitraum: Datum von 01.01.2018 Datum bis 31.06.2018
Mitarbeiter:

Datum:	Uhrzeit:	Meldung:	Escalation:	Anwesenheit:	Rufe:
29.03.2018	10:36:43	Meldung geht	0		
29.03.2018	10:36:34	Anwesenheit	0	00:00:09	
29.03.2018	10:36:17	Zi-Ruf	1		00:00:26
19.01.2018	21:02:52	Meldung geht	0		
19.01.2018	20:52:49	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:52:49	St.-E	3		00:00:00
19.01.2018	20:42:03	St.-E	3		00:10:46
19.01.2018	20:42:03	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:37:06	St.-E	3		00:04:57
19.01.2018	20:36:58	Anwesenheit St.-E	3	00:05:05	00:04:57
19.01.2018	20:31:25	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:31:25	St.-E	3		00:00:00
19.01.2018	20:20:45	St.-E	3		00:10:40
19.01.2018	20:20:45	Meldung geht	3		
19.01.2018	20:10:07	St.-E	3		00:10:38
19.01.2018	20:10:07	Meldung geht	3		

Achtung!

Es werden in der PDF max 100 Seiten ausgegeben. Bitte halten Sie den Datumbereich möglichst klein.

Die Ausgabe ist 3-teilig:

- Kopf mit den wichtigsten Daten
- Tabelle der Meldungen
- Summenangaben

csv-Ausgabe

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ausgabe der Meldungen						
2							
3	Ausgabe Datum	04.02.19					
4	Organisation						
5	Einrichtung						
6	Zimmer	Bad 1.11 *1.11 (1. OG Etagenbad Raum 11)					
7	Zeitraum	Datum von 01.01.2018 Datum bis 31.06.2018					
8	Mitarbeiter						
9							
10	Datum	Uhrzeit	Meldung	Escalation	Anwesenheit	Rufe	
11	29.03.18		10:36:43 Meldung geht	0			
12	29.03.18		10:36:34 Anwesenheit	0	00:00:09		
13	29.03.18		10:36:17 Zi-Ruf	1		00:00:26	
14	19.01.18		21:02:52 Meldung geht	0			
15	19.01.18		20:52:49 Meldung geht	3			
16	19.01.18		20:52:49 St.-E	3		00:00:00	
17	19.01.18		20:42:03 St.-E	3		00:10:46	
18	19.01.18		20:42:03 Meldung geht	3			
19	19.01.18		20:37:06 St.-E	3		00:04:57	
20	19.01.18		20:36:58 Anwesenheit St.-E	3	00:05:05	00:04:57	
21	19.01.18		20:31:25 Meldung geht	3			
22	19.01.18		20:31:25 St.-E	3		00:00:00	
23	19.01.18		20:20:45 St.-E	3		00:10:40	
24	19.01.18		20:20:45 Meldung geht	3			
25	19.01.18		20:10:07 St.-E	3		00:10:38	
26	19.01.18		20:10:07 Meldung geht	3			
27	19.01.18		19:59:29 Meldung geht	3			
28	19.01.18		19:59:29 St.-E	3		00:00:00	
29	19.01.18		19:48:49 St.-E	3		00:10:40	
30	19.01.18		19:48:49 Meldung geht	3			
31	19.01.18		19:38:09 St.-E	3		00:10:40	
32	19.01.18		19:38:09 Meldung geht	3			
33	19.01.18		19:27:27 St.-E	3		00:10:42	

Die Ausgabe ist 3-teilig:

- Kopf mit den wichtigsten Daten
- Tabelle der Meldungen
- Summenangaben

Wichtige Anmerkungen:

Die angezeigten Meldungstexte entsprechen den bei der Konfiguration des Systems festgelegten Meldungstexten. Üblicherweise werden die Standard-Meldungstexte übernommen. Projektbezogene Meldungstexte können hiervon abweichen.

Die Standard-Meldungstexte sind:

Für **„Rufe“**:

„Notruf“

Notrufauslösung im Zimmer/WC mit besonderem Signal, zur Anforderung von zusätzlichem Personal, nach erfolgter Anwesenheitsmarkierung

„Bett-1“

Rufauslösung an Bett 1

„Bett-2“

Rufauslösung an Bett 2

„Diagn.-Ruf“

Diagnostik-Rufauslösung z. B. von medizinischem, technischem Gerät

„WC-Ruf“

Rufauslösung im WC

„Zi-Ruf“

Rufauslösung im Zimmer

„Funk/Tel.-Ruf“

Rufauslösung von Funkrufsender(n)

„Feuer“

Rufauslösung von Brandmelder(n)

„Vital-Ruf“

Rufauslösung der Vitalüberwachung

„Stecker-R“

Automatische Rufauslösung wenn ein eingestecktes Rufauslösegerät abgesteckt wurde

„Service“

Service-Rufauslösung an Bett 1 oder Bett 2

Für **„Meldungen“**:

„Anwesenheit“

Anwesenheit wurde eingeschaltet

Für **„Rückstellung“**:

„Meldung geht“

Rückstellung aller Rufe und Meldungen

Für **„Störung“**:

„St.-E“

Meldung eines Fehlers an einem Birntaster oder Birntasteranschlusskabel des signalisierten Zimmers

„St.-L“

Meldung einer Linienstörung zwischen der Zimmerelektronik und Zimmerkomponente(n)

„Vb.-Stoerung“

Meldung einer Verbindungsstörung. Keine Verbindung zum Zimmer möglich

